


遺伝子変異解析セット (がんゲノムプロファイリング検査用)

医療機器製造販売承認番号：23000BZX00398000

OncoGuide™ NCCオンコパネル システム

がんゲノムプロファイリング検査の
臨床実装へ



シスメックスのOncoGuide™ NCCオンコパネル システムは、

- 国立研究開発法人 国立がん研究センターと共同開発した、がんゲノムプロファイリング用の検査システムです。
- がん種を特定せず、固形がんを解析対象としています。
- がん関連の114遺伝子に関するプロファイルを取得し、データベースと照合して遺伝子異常(変異:SNV, InDel、増幅:CNA、融合:Fusion)を検出し、その臨床情報と合わせて提供します。
- 腫瘍組織の対照として同一患者の非腫瘍細胞(全血)を用いるため、遺伝子多型を除外することが可能です。

OncoGuide™ NCCオンコパネル システムのお問合せは
シスメックス株式会社
OncoGuide™ NCCオンコパネル システム 専用窓口

 **0120-035-802**

受付時間:
月曜日～金曜日 9:30～17:00(祝日・お盆・年末年始・その他休日は除く)

製造販売元

シスメックス株式会社

本 社 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 〒651-0073

LS事業本部 LS市場開発部

(東京) Tel 03-5434-8569 Fax 03-5434-8557

(神戸) Tel 078-992-7221 Fax 078-992-7065

Copyright © Sysmex Corporation 2020